



## Test rápidos de orina

Más preciso, más efectivo y más a prueba de manipulaciones que nunca. Los test rápidos de orina von minden Drug-Screen® son una ayuda rentable para la detección de drogas, medicamentos y sus metabolitos en muestras de orina. Los test determinan la presencia de sustancias ilegales y adulterantes, ofreciendo resultados rápidos y fiables en 5-8 minutos. Nuestros test tienen hasta un 99% de acuerdo con el método estándar de oro GC-MS. Para satisfacer sus necesidades, le ofrecemos nuestros test rápidos de orina en tres formatos: tira, casete y bote.

### Ventajas

- ✓ Procedimiento de test sencillo e higiénico.
- ✓ Resultados rápidos y fiables
- ✓ Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables.
- ✓ Multitest con combinaciones variables para la detección simultánea de varios parámetros.

### Para uso en

- ✓ Desintoxicación y rehabilitación.
- ✓ Urgencias.
- ✓ Investigaciones forenses.
- ✓ Controles en el lugar de trabajo.
- ✓ Autoridades de transporte y controles aduaneros.

## Test individuales de orina

Parámetro	Abreviación	Punto de corte	Referencia (50 tiras envasadas individualmente)	Referencia (25 tiras por tubo)	Referencia (30 casetes envasados individualmente)
<b>7-Aminoclonazepam</b>	ACL200	200 ng/mL	101084	—	102084
<b>Alcohol</b>	ALCO,2	0,2 ‰	101036	—	—
<b>Anfetamina</b>	AMP300	300 ng/mL	101016	620006	102016
	AMP500	500 ng/mL	101022	620013	102022
	AMP1000	1000 ng/mL	101001	620015	102001
<b>Barbitúricos</b>	BAR200	200 ng/mL	101035	—	—
	BAR300	300 ng/mL	101002	620085	102002
<b>Benzodiazepinas</b>	BZD100	100 ng/mL	101031	105031	102031
	BZD200	200 ng/mL	101025	620063	102025
	BZD300	300 ng/mL	101003	620065	102003
<b>Buprenorfina</b>	BUP5	5 ng/mL	101061	105061	102061
	BUP10	10 ng/mL	101004	620150	102004
<b>Cocaína</b>	COC100	100 ng/mL	101026	620043	102026
	COC300	300 ng/mL	101005	620045	102005
<b>Cotinina</b>	COT200	200 ng/mL	101019	—	102019
<b>EDDP</b>	EDDP100	100 ng/mL	101021	620160	102021
<b>Etilglucurónido</b>	EtG500	500 ng/mL	101062	—	102062
<b>Fentanilo</b>	FYL10	10 ng/mL	101029	620190	102029
<b>Ácido gamma-hidroxi-butírico</b>	GHB10	10 µg/ml	101089	—	102089
<b>6-monoacetilmorfina</b>	HRN/6-MAM10	10 ng/mL	101083	—	102083
<b>Ketamina</b>	KET1000	1000 ng/mL	101024	620195	102024
<b>Dietilamida de ácido lisérgico</b>	LSD10	10 ng/mL	101079	105079	102079
<b>Metilendioxi-anfetamina</b>	MDA500	500 ng/mL	101015	620103	102015
<b>Éxtasis</b>	MDMA500	500 ng/mL	101008	620105	102008
<b>Metilendioxi-pirovalerona</b>	MDPV500	500 ng/mL	101076	105076	102076
<b>Metanfetamina</b>	MET300	300 ng/mL	101018	620007	102018
	MET500	500 ng/mL	101020	—	102020
	MET1000	1000 ng/mL	101007	620025	102007
<b>Morfina/Opiáceos</b>	MOR/OPI100	100 ng/mL	101027	620033	102027
	MOR/OPI300	300 ng/mL	101009	620035	102009
	MOR/OPI2000	2000 ng/mL	101010	620037	102010
<b>Metilfenidato</b>	MPD150	150 ng/mL	101078	105078	102078
<b>Metacualona</b>	MQL300	300 ng/mL	101030	105030	102030
<b>Metadona</b>	MTD300	300 ng/mL	101006	620075	102006
<b>Oxicodona</b>	OXY100	100 ng/mL	101032	105032	102032
<b>Paracetamol</b>	PCM5000	5000 ng/mL	101034	—	102034
<b>Fenciclidina</b>	PCP25	25 ng/mL	101011	620108	102011
<b>Pregabalina</b>	PGB500	500 ng/mL	101067	—	102067
<b>Propoxifeno</b>	PPX300	300 ng/mL	—	620197	102014
<b>Spice/K2</b>	SPC50	50 ng/mL	101045	105045	102045

Parámetro	Abreviación	Punto de corte	Referencia (50 tiras envasadas individualmente)	Referencia (25 tiras por tubo)	Referencia (30 casetes envasados individualmente)
<b>Antidepresivos tricíclicos</b>	TCA300	300 ng/mL	101041	—	102041
	TCA500	500 ng/mL	101048	105048	102048
	TCA1000	1000 ng/mL	101013	620095	102013
<b>Cannabinoides</b>	THC25	25 ng/mL	101017	620054	102017
	THC50	50 ng/mL	101012	620055	102012
	THC150	150 ng/mL	101023	620057	102023
	TCH300	300 ng/mL	101038	105038	102038
	TCH500	500 ng/mL	101039	—	102039
<b>Tilidina</b>	TIL300	300 ng/mL	101071	105071	102071
<b>Tramadol</b>	TML100	100 ng/mL	101028	620170	102028
	TML200	200 ng/mL	101043	—	102043
<b>Trazodona</b>	TZD25	25 ng/mL	101047	105047	102047
<b>Zaleplon</b>	ZAL100	100 ng/mL	101049	—	102049
<b>Zolpidem</b>	ZOL25	25 ng/mL	101070	105070	102070
<b>Zopiclona</b>	ZOP50	50 ng/mL	101066	—	102066



¿No encuentra los parámetros o puntos de corte que necesita?  
 Consúltenos: [ventas@nal-vonminden.es](mailto:ventas@nal-vonminden.es) o 900 938 315

