



## Bacteriología

Hasta hace pocos siglos, enfermedades como la lepra, las plagas o la tuberculosis eran vistas como un castigo de Dios. Actualmente, sabemos que estas epidemias son causadas por organismos microscópicos que se reproducen de forma independiente e incluso tienen su propio metabolismo. A pesar de su pequeño tamaño en comparación con los seres humanos, todavía hoy en día las bacterias pueden hacer que nuestras necesidades más básicas, como comer, beber y respirar, supongan un riesgo para la salud.

## Bacteriología

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
<b>Antiestreptolisina O</b>				
Test rápido para la detección de antiestreptolisina O				
NADAL® ASO, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795002	50
			795003	100
<b>Borreliosis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos de <i>Borrelia</i>				
NADAL® Lyme Borreliosis IgG/IgM, test en casete	Suero/plasma	10-15 min	870001	10
<b>Brucelosis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos de <i>Brucella</i>				
NADAL® Rose Bengal, test de aglutinación en látex	Suero	4 min	795030	100
<b>Campylobacter</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Campylobacter</i>				
NADAL® Campylobacter, test en casete	Heces	10 min	1232003N-10	10
<b>Clamidia</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Chlamydia</i>				
NADAL® Chlamydia (CE0197), test en casete	Hisopo cervical / hisopo uretral (m) / orina (m)	10 min	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), test en casete	Hisopo cervical / hisopo uretral (m) / orina (m)	10 min	212011	20
<b>Cólera</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, test en casete	Heces	10 min	1010002N-20	20
<b>Clostridium difficile</b>				
Test rápido para la detección de toxinas A/B y antígeno GDH de <i>Clostridium difficile</i>				
NADAL® C. difficile GDH Ag, test en casete	Heces	10 min	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B, test en casete	Heces	10 min	582008	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B + GDH, test en casete	Heces	10 min	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, test en casete	Heces	10 min	582022N-10	10
<b>Escherichia coli O157</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Escherichia coli</i> O157				
NADAL® E. coli O157, test en casete	Heces	10 min	501006	10
<b>EHEC verotoxina 1/2</b>				
Test rápido para la detección de EHEC verotoxin 1/2				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, test en casete	Heces	10 min	501012	10
<b>Gonorrea</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>				
NADAL® Gonorrhoea, test en casete	Hisopo uretral (m)/hisopo vaginal (w)	15 min	611005N-10	10
<b>Helicobacter pylori</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos de <i>Helicobacter pylori</i>				
NADAL® H. pylori Ab, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	262001	20
NADAL® H. pylori Ag, test en casete	Heces	10 min	262002	20
<b>Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Legionella pneumophila</i> / <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
NADAL® Legionella, test en casete	Orina	15 min	552020	10
NADAL® S. pneumoniae, test en casete	Orina	10 min	572004N-10	10
NADAL® Legionella/S. pneumoniae, test en casete	Orina	10 min	572005	10
<b>Listeria</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Listeria monocytogenes</i>				
NADAL® Listeria, test en casete	Heces	10 min	1252001	10

## Bacteriología

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
<b>Staphylococcus aureus resistente a la meticilina</b>				
Test rápido para la detección de MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, test de aglutinación en látex	Hisopo nasal	3 min	495001	50
<b>Mycoplasma</b>				
Test de cultivo para la detección y análisis de sensibilidad a los antibióticos del <i>Ureaplasma urealyticum</i> y el <i>Mycoplasma hominis</i>				
NADAL® Mycoplasma, placa de test	Hisopo endocervical/hisopo uretral/muestra de orina del chorro medio/semén	24 h	1770001	20
<b>Salmonella</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Salmonella spp.</i>				
NADAL® Salmonella spp., test en casete	Heces	10 min	1242001	10
<b>Salmonella typhi</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos de <i>Salmonella typhi</i>				
NADAL® Salmonella typhi, test en casete	Heces	10 min	1242002	10
NADAL® Typhoid IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	692003N-10	10
<b>Shigella</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Shigella spp.</i>				
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262001	10
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262004N-10	10
<b>Shigella dysenteriae</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Shigella dysenteriae</i>				
NADAL® Shigella dysenteriae, test en casete	Heces	10 min	1262002	10
<b>Streptococcus A</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Streptococcus</i> grupo A				
NADAL® Strep A, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221001A	40
NADAL® Strep A plus, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221050N-50	50
NADAL® Strep A, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222001A	20
NADAL® Strep A plus, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222007	20
			222008	5
<b>Streptococcus B</b>				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Streptococcus</i> grupo B				
NADAL® Strep B, test en casete	Hisopo vaginal o rectal	10 min	232001	20
<b>Sífilis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra <i>Treponema pallidum</i> y reagentes plasmáticos				
NADAL® Syphilis, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203002	20
NADAL® RPR carbón, test de aglutinación en látex	Suero	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, test de aglutinación en látex	Suero/plasma/fluido espinal	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, test de hemaglutinación	Suero	45-60 min	795027	100
			795028	200
<b>Tétanos</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la toxina del tétanos				
NADAL® Tetanus, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	542020N-25	25
<b>Tuberculosis</b>				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la <i>Mycobacterium tuberculosis</i>				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	322003N-30	30