



Test de orina en bote

Higiénico, práctico y disponible con varias combinaciones de parámetros: el test de orina nal von minden Drug-Screen® en bote con tira reactiva integrada es la opción ideal para la detección de drogas. Las posibilidades de entrar en contacto con la muestra son muy reducidas, lo que convierte a los test en bote en el método más higiénico de recolección de muestras. El bote también puede utilizarse como recipiente de transpor-

te para enviar la muestra directamente a un laboratorio para su análisis de confirmación. Con nuestro innovador test Cup II ("Key Cup"), la muestra se mantiene separada de las tiras reactivas para que el análisis pueda iniciarse a su conveniencia. Para la detección precoz de los intentos de manipulación, cada bote de test está equipado con una tira de temperatura integrada para medir el buen estado de la muestra.

Ventajas

- ✓ Procedimiento de test simple con resultados rápidos y fiables.
- ✓ Menor riesgo de entrar en contacto con el material de muestra.
- ✓ Niveles de punte de corte flexibles para diferentes necesidades.
- ✓ Combinación flexible de múltiples test para la detección simultánea de varios parámetros.
- ✓ Recipiente de recolección de muestras y test rápido en uno.

Bote con llave: sencillo, seguro y avanzado


Cup II

- ✓ Cámaras separadas de muestras y de test.
- ✓ Procedimiento de test flexible mediante una llave que permite comenzar el test en un momento y lugar diferente al de la recolección de la muestra.
- ✓ Adecuado para su uso con los escáneres RSS II, III y flash (es posible la conexión a LIMS)
- ✓ Disponible en versión de dos caras, lo que permite casi todas las combinaciones de parámetros (solo para la evaluación utilizando RSS III)



Referencia*	Producto	Parámetros
3 parámetros		
910030	Drug-Screen Cup II 3A-AC-C	EtG500, MET1000, THC50; PH/CREA/SG
910031	Drug-Screen Cup II 3B	COC100, MDMA500, THC25
4 parámetros		
910040	Drug-Screen Cup II 4A	AMP1000, COC300, MOR/OPI300, THC50
910042	Drug-Screen Cup II 4C	BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
910043	Drug-Screen Cup II 4D	BUP10, COC300, MOR/OPI300, MTD300
5 parámetros		
910050	Drug-Screen Cup II 5A	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
910051	Drug-Screen Cup II 5B	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
910053	Drug-Screen Cup II 5C	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
910054	Drug-Screen Cup II 5D	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
910057	Drug-Screen Cup II 5G	AMP500, BZD300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
6 parámetros		
910060	Drug-Screen Cup II 6A	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910061	Drug-Screen Cup II 6B	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
910062	Drug-Screen Cup II 6C	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910063	Drug-Screen Cup II 6D + 6	AMP300, BZD200, COC300, MET300, MOR/OPI300, THC50; OXI/SG/PH/NIT/GLU/CREA
910067	Drug-Screen Cup II 6G	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
910068	Drug-Screen Cup II 6	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
7 parámetros		
910070	Drug-Screen Cup II 7A	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910071	Drug-Screen Cup II 7B	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910076	Drug-Screen Cup II 7G	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MTD300, MOR/OPI300, THC50
910077	Drug-Screen Cup II 7	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, MTD300
910078	Drug-Screen Cup II 7-A	AMP1000, BUP10, BZD300, EDDP100, MOR/OPI300, SPC50, THC50; PH/CREA

8 parámetros		
910080	Drug-Screen Cup II 8A	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910089	Drug-Screen Cup II 8AA	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910082	Drug-Screen Cup II 8C	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
910083	Drug-Screen Cup II 8D	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100
910084	Drug-Screen Cup II 8E	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50; CREA
910085	Drug-Screen Cup II 8F	AMP300, BZD200, COC300, MET300, MOR/OPI300, THC50; OXI/SG/PH/NIT/GLU/CREA
910086	Drug-Screen Cup II 8G	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, KET1000, MOR/OPI300, THC50
910087	Drug-Screen Cup II 8H	AMP1000, BUP10, BZD200, COC150, EDDP100, MOR/OPI300, THC50; CREA
911084	Drug-Screen Cup II 8L	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
9 parámetros		
910091	Drug-Screen Cup II 9B	AMP500, BUP10, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
910092	Drug-Screen Cup II 9C	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910093	Drug-Screen Cup II 9D	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/OXI/SG
910094	Drug-Screen Cup II 9E	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, EDDP100, MET300, MOR/OPI100, THC50; CREA
910088	Drug-Screen Cup II 9F	AMP500, BUP5, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
910095	Drug-Screen Cup II 9F-AC-A	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET300, MOR/OPI300, SPC50, THC50; PH/CREA
910096	Drug-Screen Cup II 9G-AC-A	AMP500, BUP10, COC300, EtG500, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA
910097	Drug-Screen Cup II 9H	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, TCA1000, THC50
910098	Drug-Screen Cup II 9I-AC-C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EtG500, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50; PH/CREA/SG



10 parámetros		
910101	Drug-Screen Cup II 10B	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910102	Drug-Screen Cup II 10C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910104	Drug-Screen Cup II 10D	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
910106	Drug-Screen Cup II 10F-AC-B	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI2000, MPD150, SPC50, TCA1000, THC50; PH/CREA/OXI
11 parámetros		
910110	Drug-Screen Cup II 11	AMP1000, BAR200, BZD200, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50; CREA
910111	Drug-Screen Cup II 11B	AMP1000, BUP10, BZD300, MET1000, MOR/OPI300, SPC50, MDMA500, MPD150, OXY100, THC25, TML100
910112	Drug-Screen Cup II 11C	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910113	Drug-Screen Cup II 11D	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, TCA1000, THC50
12 parámetros		
910120	Drug-Screen Cup II 12A	AMP1000, BAR200, BUP10, BZD200, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD250, PCP25, THC25, TML100; CREA/OXI
910122	Drug-Screen Cup II 12C	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
910124	Drug-Screen Cup II 12D	AMP1000, BZD300, COC300, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, SPC50, THC50, TML100
910125	Drug-Screen Cup II 12E	ALCO.2, AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, COT200, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
14 parámetros		
910140	Drug-Screen Cup II 14A	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET1000, MTD300, MPD150, MOR/OPI2000, SPC50, TCA1000, THC50, TML100
16 parámetros		
9120160	Drug-Screen Cup II 16A	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, FYL10, HRN/6-MAM10, MET1000, MDMA500, MOR/OPI300, MPD150, PGB500, TCA1000, THC50, TIL300, TML100

*25 por caja. Disponibilidad de combinaciones de test alternativas y personalizadas.


Cup V

- ✓ Tiene todas las ventajas de la Cup II, y además una tapa a presión para que no se pierda



Referencia*	Producto	Parámetros
1780060	Drug-Screen Cup V 6A	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1780091	Drug-Screen Cup V 8A-AC-A	AMP500, BUP10, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50; PH/CREA

*25 test por caja. Disponibilidad de combinaciones de test alternativas y personalizadas.



Breve y (aún más) sencillo Bote con panel lateral

- ✓ Test inmediatos.
- ✓ La ventana plana de resultados facilita su documentación.
- ✓ Gran variedad de combinaciones de parámetros posibles.
- ✓ Fácil de usar



Referencia*	Producto	Parámetros
830020	Drug-Screen Cup Side Panel 2CA	MOR/OPI300, THC50
830043	Drug-Screen Cup Side Panel 3A-AC-C	AMP1000, MOR/OPI300, THC50; PH/CREA/SG
830033	Drug-Screen Cup Side Panel 3CA	BZD300, MOR/OPI300, MTD300
830042	Drug-Screen Cup Side Panel 4CA	BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
830050	Drug-Screen Cup Side Panel 5CA	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
830052	Drug-Screen Cup Side Panel 5CC	AMP1000, BAR300, BZD300, MET1000, THC50
830053	Drug-Screen Cup Side Panel 5CD-AC-C	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50; PH/CREA/SG
830060	Drug-Screen Cup Side Panel 6CA	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
830061	Drug-Screen Cup Side Panel 6CB	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
830062	Drug-Screen Cup Side Panel 6CD	AMP1000, BAR300, COC300, MOR/OPI300, PCP25, THC50
830063	Drug-Screen Cup Side Panel 6CF	COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50; PH/CREA/SG
830064	Drug-Screen Cup Side Panel 6CG	BAR300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50; PH/CREA/SG
830065	Drug-Screen Cup Side Panel 6CH	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300; NIT
830071	Drug-Screen Cup Side Panel 7CB	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
830080	Drug-Screen Cup Side Panel 8CA	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
830081	Drug-Screen Cup Side Panel 8CB	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
830082	Drug-Screen Cup Side Panel 8CC	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100
830090	Drug-Screen Cup Side Panel 9CA	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
830101	Drug-Screen Cup Side Panel 10CB	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50

*25 test por caja. Disponibilidad de combinaciones de test alternativas y personalizadas.

Cup III

- ✓ Análisis inmediatos.
- ✓ Test compacto de hasta 15 parámetros simultáneamente.
- ✓ Combinaciones flexibles de parámetros.



Referencia*	Producto	Parámetros
1770020	Drug-Screen Cup III 2RA	AMP1000, COC300
1770030	Drug-Screen Cup III 3RA	BZD300, MOR/OPI300, MTD300
1770031	Drug-Screen Cup III 3RB	COC300, MOR/OPI300, THC50
1770040	Drug-Screen Cup III 4RA	AMP1000, COC300, MOR/OPI300, THC50
1770050	Drug-Screen Cup III 5RA	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, THC50
1770051	Drug-Screen Cup III 5RB	AMP1000, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300
1770060	Drug-Screen Cup III 6RA	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1770061	Drug-Screen Cup III 6RB	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, PCP25, THC50
1770062	Drug-Screen Cup III 6RC	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
1770070	Drug-Screen Cup III 7RA	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1770080	Drug-Screen Cup III 8RA	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1770090	Drug-Screen Cup III 9RA	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1770100	Drug-Screen Cup III 10RA	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1770110	Drug-Screen Cup III 11RA	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, THC50
1770112	Drug-Screen Cup III 11RC-AC-B	AMP300, BAR200, BUP5, BZD100, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, TCA300, THC25; PH/CREA/OXI
1770120	Drug-Screen Cup III 12RA	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, THC50

*25 test por caja. Disponibilidad de combinaciones de test alternativas y personalizadas.