



## Obstetricia y fertilidad

La historia de la obstetricia es tan antigua como la humanidad. Ya en las paredes de algún templo de 3000 años a.C. se observan pinturas donde se relata la historia del exitoso nacimiento de los trillizos del dios del sol, Ra, gracias a las habilidades de una comadrona. La sabiduría que rodea el tema de la fertilidad es tan antigua y diversa como la humanidad misma. En la época de los egipcios se veneraba a Osiris, dios de la fertilidad, mientras que hoy en día buscamos diversas vitaminas, proteínas y ácido fólico para aumentar nuestras posibilidades de conseguir un embarazo.

## Obstetricia y fertilidad

Producto	Punto de corte	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Fibronectina					
Test rápido para la detección de la fibronectina fetal					
NADAL® fFN, test en casete		Secreción vaginal	10 min	432000N-03	3
				432000N-10	10
				432000N-20	20
Hormona folículoestimulante					
Test rápido para la detección de la hormona folículoestimulante					
NADAL® FSH Menopause, test en casete		Orina	5 min	172003N-10	10
Gonadotropina coriónica humana					
Test rápido para la detección de la gonadotropina coriónica humana					
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	10 mUI/mL	Orina	5 min	141000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira, en tubo	10 mUI/mL	Orina	5 min	143003	25
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	10 mUI/mL	Orina/suero	5 min	151003	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	10 mUI/mL	Orina	5 min	141000	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	25 mUI/mL	Orina/suero	5 min	151002	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	25 mUI/mL	Orina	5 min	141002	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira, en tubo	25 mUI/mL	Orina	5 min	143004	25
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira, en tubo	25 mUI/mL	Orina/suero	5 min	153003	25
NADAL® hCG Pregnancy, formato bolígrafo	25 mUI/mL	Orina	3 min	144001N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	10 mUI/mL	Orina	3-5 min	142000	30
				142000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	10 mUI/mL	Orina/suero	5 min	152000	30
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	20 mUI/mL	Sangre completa	10 min	152003	30
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	25 mUI/mL	Orina	3-5 min	142002	30
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	25 mUI/mL	Orina/suero	5 min	152002	30
Hormona luteinizante humana					
Test rápido para la detección de la hormona luteinizante humana					
NADAL® hLH Ovulation, test en tira		Orina	5 min	165001	50
NADAL® hLH Ovulation, test en casete		Orina	5 min	166001	30
pH					
Test rápido para la determinación del valor del pH vaginal					
NADAL® pH		Secreción vaginal	10 s	194002	50
Ruptura prematura de membrana					
Test rápido para la detección de IGFBP-1					
NADAL® PROM Amniotic fluid, test en tira		Hisopo vaginal	10 min	431006N-03	3
				431006N-10	10
				431006N-20	20
Streptococcus B					
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus del grupo B					
NADAL® Strep B, test en casete		Vaginal-/ hisopo rectal	10 min	232001	20
Toxoplasmosis					
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el Toxoplasma gondii					
RightSign® Toxoplasma IgM (CE0123), test en casete		Suero/plasma	15 min	1670501	25

En el siguiente capítulo se pueden encontrar test para las enfermedades de transmisión sexual.