



## Test de saliva

Mínimamente invasivo, a prueba de manipulaciones y altamente efectivo: la recolección de líquidos por vía oral no requiere ninguna instalación especial. Permite el muestreo presencial, manteniendo siempre la dignidad del sujeto. Por lo tanto, los test de saliva son particularmente populares, por un lado, para test en carretera y en el lugar de trabajo, y por otro, para test de detección de drogas en prisiones y servicios de rehabilitación. Los test de saliva ofrecen una ventana de detección más temprana que los test de orina, permitiendo la detección del consumo reciente en lugar del consumo durante un período de tiempo más largo.

### Ventajas

- ✓ Resultados precisos en solo 10 minutos.
- ✓ Fácil manipulación e interpretación.
- ✓ Fácil recolección de la muestra utilizando un hisopo.
- ✓ Larga caducidad, almacenamiento a temperatura ambiente.
- ✓ No precisa equipamiento electrónico.
- ✓ Sensibilidad y especificidad altas.

### Para uso en

- ✓ Tratamiento de las adicciones.
- ✓ Tratamientos de desintoxicación.
- ✓ Urgencias.
- ✓ Investigaciones forenses.
- ✓ Controles en el lugar de trabajo.
- ✓ Autoridades de transporte y controles aduaneros.

## Saliva Classic

Acordes a los deseos y sugerencias de nuestros clientes, estamos en constante evolución. Y junto a nosotros, evolucionan nuestros productos. El test nal von minden Drug-Screen® Saliva Classic también ha sido revisado y ahora puede ofrecer las siguientes características, además de 4 nuevos parámetros:

- ✓ Metilendioxiprovalerona (MDPV, 50 ng/mL)
- ✓ Metilendioxianfetamina (MDA, 50 ng/mL)
- ✓ Fentanilo (FYL, 10 ng/mL)
- ✓ Zolpidem (ZOL, 25 ng/mL)

### Mejoras

- ✓ Indicador de volumen integrado: muestra cuándo se ha recogido suficiente saliva (1 mL).
- ✓ Tapa de rosca en lugar de tapa a presión: para que el envío del análisis de confirmación sea más seguro y práctico.
- ✓ Mayor volumen de recolección de muestras: el nuevo hisopo tiene capacidad para 1 mL.
- ✓ Mayor volumen de gota: para facilitar la aplicación de la muestra al test.
- ✓ Recolección de muestras más cómoda: gracias a la mejor apariencia y sabor de la nueva esponja, que además, es más suave.
- ✓ Más combinaciones personalizadas de parámetros posibles: sus necesidades son importantes para nosotros.

**¡Nuevos parámetros,  
test mejorados!**



# Test de saliva Classic

## Test individuales

Referencia (15 casetes de test)	Parámetro	Abreviación	Punto de corte
190001	Anfetamina	AMP50	50 ng/mL
190004	Buprenorfina	BUP5	5 ng/mL
190003	Benzodiazepinas	BZD5	5 ng/mL
		BZD10	10 ng/mL
190005	Cocaína	COC20	20 ng/mL
190019	Cotina	COT50	50 ng/mL
190021	EDDP	EDDP20	20 ng/mL
190029	Fentanilo <b>¡NUEVO!</b>	FYL10	10 ng/mL
190015	Metilendioxianfetamina <b>¡NUEVO!</b>	MDA50	50 ng/mL
190008	Éxtasis	MDMA50	50 ng/mL
190007	Metanfetamina	MET50	50 ng/mL
190009	Morfina/Opiáceos	MOR/OPI40	40 ng/mL
190076	Metilendioxipirovalerona <b>¡NUEVO!</b>	MDPV	50 ng/mL
190006	Metadona	MTD30	30 ng/mL
190032	Oxicodona	OXY20	20 ng/mL
190011	Fenciclidina	PCP10	10 ng/mL
190013	Antidepresivos tricíclicos	TCA100	100 ng/mL
190012	Cannabinoides	THC12	12 ng/mL
190070	Zolpidem <b>¡NUEVO!</b>	ZOL25	25 ng/mL

## nal von minden Drug-Screen® Multi-2 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191020	Multi 2CA	AMP50, COC20
191021	Multi 2CB	BZD10, MOR/OPI40

\*25 test por caja.

## nal von minden Drug-Screen® Multi-3 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191030	Multi 3CA	AMP50, COC20, THC12
191031	Multi 3CB	COC20, MET50, THC12
191032	Multi 3CC	COC20, MOR/OPI40, THC12
191033	Multi 3CD	BZD10, COC20, THC12

\*15 test por caja.

## nal von minden Drug-Screen® Multi-4 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191040	Multi 4CA	AMP50, COC20, MOR/OPI40, THC12
191041	Multi 4CB	BUP5, BZD10, MOR/OPI40, THC12
191042	Multi 4CC	BUP5, BZD10, MTD30, MOR/OPI40

\*15 test por caja. Disponibilidad de combinaciones de test alternativas y personalizadas.

#### nal von minden Drug-Screen® Multi-5 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191050	Multi 5CA	AMP50, BZD10, COC20, MOR/OPI40, MTD30
191051	Multi 5CB	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, MOR/OPI40
191052	Multi 5CC	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12
191053	Multi 5CD	AMP50, BZD10, COC20, MOR/OPI40, THC12
191054	Multi 5CE	BUP5, BZD10, MOR/OPI40, MTD50, THC12
191055	Multi 5CF	BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

#### nal von minden Drug-Screen® Multi-6 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191060	Multi 6CA	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12
191061	Multi 6CB	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, PCP10, THC12
191062	Multi 6CC	AMP50, BZD10, COC20, MOR/OPI40, MTD30, THC12
191067	Multi 6CH	AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30
191068	Multi 6CI	AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

#### nal von minden Drug-Screen® Multi-7 Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191070	Multi 7CA	AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12
191071	Multi 7CB	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, EDDP20, MOR/OPI40, THC12

#### nal von minden Drug-Screen® Multi-8 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191080	Multi 8CA	ALC0,2, AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12
191081	Multi 8CB	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, MET50, MTD30, MOR/OPI40, THC12

#### nal von minden Drug-Screen® Multi-9 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191091	Multi 9CB	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, MDMA50, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12
191093	Multi 9CD	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, EDDP20, MDMA50, MET50, MOR/OPI40, THC12

#### nal von minden Drug-Screen® Multi-10 Saliva Classic

Referencia*	Producto	Parámetros
191010	Multi 10CA	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, EDDP20, MDMA50, MOR/OPI40, MTD30, PCP10, THC12
191011	Multi 10CB	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, MDA50, MDMA50, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12

\*15 test por caja.

## Saliva Advanced

Este innovador test de saliva garantiza un procedimiento higiénico de test. El test de saliva Advanced detecta simultáneamente cocaína, cannabis, metanfetamina, morfina y anfetamina.

Por esta razón, es especialmente adecuado para su uso en controles policiales. En caso de un resultado positivo, el test, realizado en un solo paso, puede ser sellado y enviado a un laboratorio para un análisis de confirmación. El laboratorio podrá entonces extraer una muestra del test sin necesidad de reabrir la tapa sellada.




### Ventajas

- ✓ Cómodo test de 1 paso, sin necesidad de materiales adicionales.
- ✓ Resultados precisos en 10 minutos.
- ✓ Fácil recolección de la muestra utilizando un hisopo.
- ✓ Larga caducidad, almacenamiento a temperatura ambiente.
- ✓ No precisa equipamiento electrónico.
- ✓ Alta sensibilidad y especificidad debido a anticuerpos especialmente desarrollados.

### nal von minden Drug-Screen® Multi-5 Saliva Advanced

Referencia*	Producto	Parámetros
116050	Multi 5A	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

\*10 test por caja.




# Saliva Cup

Principio de test comprobado y nuevo formato: los test de alcohol y de abuso de drogas no habían sido nunca tan sencillos, higiénicos, mínimamente invasivos y a prueba de manipulaciones. Sin embargo, hasta ahora, este formato de test solo estaba disponible para muestras

de orina. El nuevo bote para saliva facilita ahora la recolección de muestras de test utilizando una esponja que puede quedar sellada de forma segura dentro de un bote. De este modo, se pueden interpretar con fiabilidad casi 20 parámetros diferentes.

## Ventajas

- ✓ Procedimiento de test optimizado que requiere solo 2 pasos. No es necesario pipetear.
- ✓ El indicador de volumen integrado muestra cuándo se ha recogido suficiente muestra de saliva.
- ✓ Campo de resultados plano para una documentación rápida y sencilla.
- ✓ La función del tapón de rosca a presión garantiza la extracción completa del hisopo de muestra.
- ✓ Evaluación posible con el lector RSS Flash.
- ✓ Posible combinación individual de hasta 16 parámetros de 20.



## nal von minden Drug-Screen® Multi-5 Saliva Cup

Referencia*	Producto	Parámetros
117050	Multi 5BA Saliva Cup	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

Próximamente

\*5 test por caja. Posibilidad de combinaciones de test alternativas y personalizadas.

**NUEVO**



## Saliva Integrated

El test de saliva Integrated analiza en solo dos pasos hasta seis parámetros simultáneamente. Los ocho parámetros: anfetamina, benzodiacepina, cocaína, cannabis, metanfetamina, metadona, opiáceos y pentaclorofenol, están disponibles en diversas combinaciones.

Si el resultado es positivo, el test de saliva Integrated también se puede sellar y enviar a un laboratorio para el análisis confirmatorio de la muestra original.

La única diferencia entre el test de saliva Advanced y el Integrated es que, en este último, debe desecharse el hisopo después de su uso. El laboratorio puede acceder a la muestra a través del tapón de la parte frontal del dispositivo.

- ✓ No es necesario ningún paso adicional para añadir gotas de muestra extraídas.
- ✓ Resultados precisos en solo 9 minutos.
- ✓ Fácil recolección de la muestra utilizando un hisopo.
- ✓ Larga caducidad, almacenamiento a temperatura ambiente.
- ✓ No precisa equipamiento electrónico.
- ✓ Sensibilidad y especificidad altas.



### nal von minden Drug-Screen® Multi-5 Saliva Integrated

Referencia *	Producto	Parámetro
115050	Multi 5GA Saliva	COC20, MET50, MTD30, MOR/OPI40, AMP50

### nal von minden Drug-Screen® Multi-6 Saliva Integrated

Referencia *	Producto	Parámetro
115053	Multi 6GC saliva	COC20, THC12, MET50, MOR/OPI40, AMP50, BZD20
115054	Multi 6GD Saliva	COC20, MET50, BZD20, MTD30, MOR/OPI40, AMP50

\*10 test por caja.



¿No ha encontrado la combinación perfecta para sus necesidades? Tenemos muchos más test disponibles y podemos realizar test personalizados bajo petición. Contacte con nosotros hoy mismo: [ventas@nal-vonminden.es](mailto:ventas@nal-vonminden.es) o 900 938 315