



Test de alcohol

El alcohol es la droga más omnipresente que existe y, por lo tanto, una de las más peligrosas. A menudo podemos ingerir alcohol sin saberlo comiendo dulces, usando productos cosméticos o incluso tomando medicamentos. Con los test rápidos de alcohol nal von minden Drug-Screen® se puede detectar el alcohol en saliva y orina de forma sencilla y segura. La cantidad de alcohol en sangre se puede estimar a través de la saliva, debido a la fuerte correlación entre las concentraciones de alcohol en saliva y sangre. La concentración de alcohol en orina es una medida indirecta para la valoración del contenido de alcohol en sangre. Sin embargo, la forma más popular de realizar un test de alcoholemia es a través del aliento. Tal como se muestra en las siguientes páginas, dispone de una amplia variedad de productos de alta calidad para elegir, según el formato de test que mejor se adapte a sus necesidades.

Test rápido: orina

Descripción	Punto de corte	Referencia	Presentación
Test EtG individuales en tiras	500 ng/mL	101062	50 test
Test EtG individuales en casetes	500 ng/mL	102062	30 test

Test rápido de alcohol: saliva u orina

Descripción	Punto de corte	Referencia	Presentación
Test de saliva	0,2 ‰	360006	50 test
Test de orina	0,2 ‰	101036	50 test

Test de detección de alcohol en el aliento*

Descripción	Referencia	Presentación
Test de aliento (globo) 0,5 por mil	360010	25 test
Test de aliento (globo) 0,2 por mil	360034	25 test
Test de aliento (globo) 0,5 por mil	360035	25 test
Test de aliento (globo) 0,5 por mil	360036	25 test

*Disponibilidad de muchas más versiones y presentaciones. Contacte con nosotros

AlcoQuant 6020

Este innovador analizador de alcohol en aliento implica un nuevo nivel de seguridad. El sensor electroquímico solo recoge el alcohol de forma específica y, con intervalos de medición y tiempos de espera cortos, permite realizar varios test consecutivos. El AlcoQuant 6020 ha sido aprobado por servicios de policía de todo el mundo.

Descripción	Referencia
AlcoQuant 6020	360011
Servicio de calibración	300200



Si desea más información sobre los test rápidos de alcohol y los equipos de análisis, no dude en ponerse en contacto con nosotros: ventas@nal-vonminden.es o 900 938 315